


B.

KONSERVIERENDE BEHANDLUNG

CONSERVING TREATMENT
SOINS CONSERVATEURS



Images provided by  www.consult-pro.com



Exkavatoren | doppelendig



Excavators | double ended
Excavateurs | doubles


1295-11	 octagonal
1295-11 F	
# 125/126	17,3 cm 2,1 mm





1295-12	 octagonal
1295-12 F	
# 127/128	17,4 cm 1,7 mm





1295-13	 octagonal
1295-13 F	
# 129/130	17,4 cm 1,5 mm



1295-14	 octagonal
1295-14 F	
# 131/132	17,4 cm 1,2 mm



1295-15	 octagonal
1295-15 F	
# 133/134	17,3 cm 1,0 mm




Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.


D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.

Exkavatoren | doppelendig


Excavator | double ended
Excavateurs | doubles


EXC 1 F	
# 17	17,3 cm 1,3 mm




EXC 1S F	
# 1S	17,4 cm 1,0 mm



EXC 11 F	
# 11	17,5 cm 1,4 mm



EXC 22 F	
# A22 cleoid-discoïd	17,1 cm 2,0 / 2,0 mm



EXC 23 F	
# A23 cleoid-discoïd	17,3 cm 2,0 / 1,5 mm



cleoid = Das spitzzulaufende CLEOID-Arbeitsstück wird zum Schnitzen und Gestalten von Fissuren und Mulden eingesetzt.
discoïd = Das runde DISCOÏD-Arbeitsende wird zum Entfernen überschüssigen Amalgams verwendet.

cleoid = The spade shaped working part with point is used for carving occlusal anatomy.
discoïd = The round shaped working part is used for removing excess material.

cleoid = la partie travaillante pointue sert à sculpter et à former des fissures.
discoïd = la partie ronde sert à éliminer un excédent d'amalgame.



Fadenstopfer

Gingival cord packers
Instrument pour fil retracteur



1020-6	● octagonal
1020-6 F	F-line
	17,3 cm
	0,5 / 1,0 mm



Zum atraumatischen Legen von Retraktionsfäden
For atraumatic cord placement
Pour le placement atraumatique de fil retracteur



1020-7	● octagonal
1020-7 F	F-line
	17,5 cm
	0,7 / 1,2 mm



Zum atraumatischen Legen von Retraktionsfäden
For atraumatic cord placement
Pour le placement atraumatique de fil retracteur



Gingival-Retraktor

Gingival-retractor
Ecarteur pour gingivaux



2185-00 F	
Goldman-Fox # GF10	17,3 cm



Zum Schutz und zur Retraction des Gewebes beim Bearbeiten von Zahnhälsen
Protects tissue during cavity preparation and placement of composite restorations
Pour la protection et la rétraction des tissus lors du traitement du collet de la dent



Füllungsinstrumente | kugelförmig | Dykal

Filling instruments | ball-shaped | Dykal
Instruments à sculpter | globulaire | Dykal



1277-10	● octagonal
1277-10 F	F-line
Dykal Instrument	17,3 cm
	0,6 / 0,9 mm

Dykal-Instrument
Dykal-instrument
Instrument à Dykal



1277-20	● octagonal
1277-20 F	F-line
Dykal Instrument	17,2 cm
	0,6 / 0,9 mm

Dykal-Instrument
Dykal-instrument
Instrument à Dykal





Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.
Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.
D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.







Füllungsinstrumente | kugelförmig



Filling instruments | ball-shaped
Instruments à sculpter | globulaire


1701-10	 octagonal
1701-10 F	 F
	17,3 cm 0,8 / 1,0 mm





1701-20	 octagonal
1701-20 F	 F
	17,2 cm 1,2 / 1,6 mm





1701-30	 octagonal
1701-30 F	 F
	17,3 cm 2,0 / 2,5 mm







1701-40	 octagonal
1701-40 F	 F
	17,3 cm 2,6 / 3,0 mm





1701-60	 octagonal
1701-60 F	 F
	17,3 cm 1,0 / 2,0 mm



1701-70	 octagonal
1701-70 F	 F
1701-70 FTI	 F  TiN
	17,3 cm 1,6 / 2,0 mm





1701-80	 octagonal
1701-80 F	 F
	17,3 cm 1,6 / 2,5 mm



Titannitrid

Durch die Titannitrid-Hartstoffbeschichtung wird ein Festkleben des Füllmaterials an den Arbeitsteilen deutlich reduziert.

Titanium nitride

Through the titanium nitride hardening component coating a sticking of the composite is clearly reduced.

Nitru de titane

La surface est revêtue en nitrure de titane qui évite que le matériel à obturation adhère aux parties travaillantes.

Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.



Füllungsinstrumente | spatelförmig

Filling instruments | spatulated
Instruments à sculpter | spatulé



1900-10	● octagonal
1900-10 F	F-line
# 1	17,2 cm 1,0/1,0 mm



1900-11	● octagonal
1900-11 F	F-line
# 2	17,3 cm 1,5/1,5 mm



1900-12	● octagonal
1900-12 F	F-line
# 3	17,0 cm 2,0/2,0 mm



1900-13	● octagonal
1900-13 F	F-line
# 4	17,3 cm 2,5/2,5 mm



1900-14	● octagonal
1900-14 F	F-line
# 5	17,5 cm 3,2/3,2 mm



1960-10	● octagonal
1960-10 F	F-line
1960-10 FTI	F-line TiN
„Heidemann“ # 1	17,3 cm 2,0/2,0 mm



1960-20	● octagonal
1960-20 F	F-line
1960-20 FTI	F-line TiN
„Heidemann“ # 2	17,3 cm 2,5/2,5 mm



1960-30	● octagonal
1960-30 F	F-line
„Heidemann“ # 3	17,3 cm 3,0/3,0 mm



Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.







Füllungsinstrument | zylinderförmig

Filling instruments | cylindrical
Instruments à sculpter | cylindrique




1703-10	 octagonal
1703-10 F	
„Black“ # 0/1	17,1 cm 1,2 / 1,5 mm



1703-20	 octagonal
1703-20 F	
1703-20 FTI	 
„Black“ # 1/2	17,2 cm 1,5 / 2,5 mm



1703-30	 octagonal
1703-30 F	
1703-30 FTI	 
„Black“ # 2/3	17,3 cm 2,5 / 3,5 mm





Füllungsinstrument | zylinderförmig

Filling instruments | cylindrical
Instruments à sculpter | cylindrique





1704-10	 octagonal
1704-10 F	
glatt smooth lisse	17,2 cm 0,8 / 1,0 mm





1704-20	 octagonal
1704-20 F	
1704-20 FTI	 
glatt smooth lisse	17,4 cm 1,2 / 1,6 mm



1704-30	 octagonal
1704-30 F	
glatt smooth lisse	17,3 cm 1,6 / 2,0 mm



1704-40	 octagonal
1704-40 F	
glatt smooth lisse	17,3 cm 2,0 / 2,5 mm



Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.



ECI | Composite Instrumente für ästhetische Zahnrestorationen

ECI | Composite instruments for esthetic teeth restoration
ECI | Instruments composites pour restauration esthétique



(ECI=ESTHETIC COMPOSITE INSTRUMENT)



Dieses feine und flexible spatelförmige Instrument dient zum Glätten und Modellieren in sehr engen Zwischenräumen und kann auch für die Aufnahme von kleinen Mengen an plastisch-keramischen Füllmaterialien eingesetzt werden.



This delicate, flexible and spatulate instrument is used for burnishing and carving very confined spaces. Also it is used for taking up very small quantities of workable ceramic filling.



Cet instrument spatulé fin et flexible sert à lisser et à moduler dans des espaces intermédiaires souvent étroits et peut aussi servir à introduire des petites portions de matériaux en plastique céramique.

1999-10 F	
	17,3 cm
	1,0/1,0 mm

ECI | Spatel
ECI | Spatula
ECI | Spatule



Dieses feine und flexible spatelförmige Instrument dient zum Glätten und Modellieren in schwer erreichbaren approximalen Bereichen.

This delicate, flexible and spatulate instrument is used for burnishing and carving in approximate areas with difficult access.

Cet instrument spatulé fin et flexible sert à lisser et à moduler dans des domaines approximaux difficilement accessibles.



1999-50 F	
	17,3 cm
	1,5/1,5 mm

ECI | Spatel, distal
ECI | Spatula, distal
ECI | Spatule, distal



1999-70 F	
	17,3 cm
	1,2/1,7 mm

ECI | Planstopfer
ECI | Flat plugger
ECI | Foulour plat



Instrument für die abschließende Ausgestaltung der okklusalen Konvexitäten.

Instrument for the final design of the occlusal convexities.

Instrument final de modelage des convexités occlusales.

1999-90 F	
	17,3 cm
	Ø 2,0 mm

ECI | Okklusalformer, kovex | konkav
ECI | Occlusion former, convex | concave
ECI | Modeleur occlusal, convexe | concave








Füllungsinstrumente | Stopfer | Planatoren





Filling instruments | Compactors | Planishers

Instruments à sculpter | Compacteurs | Aplanisseur



1790-20	 octagonal
1790-20 F	
1790-20 FTI	 
„Mortonson“	17,2 cm 1,4/1,8 mm



1945-10	 octagonal
1945-10 F	
1945-10 FTI	 
Planator Planator Planateur	17,3 cm 1,5/2,0 mm

Zum Applizieren von Medikamenten und zum Auskleiden von Kavitäten
For applying medicaments and for lining of cavities
Pour introduire des médicaments et revêtir les cavités



1945-11	 octagonal
1945-11 F	
Planator Planator Planateur	17,3 cm 2,0/2,5 mm

Zum Applizieren von Medikamenten und zum Auskleiden von Kavitäten
For applying medicaments and for lining of cavities
Pour introduire des médicaments et revêtir les cavités



Weitere Instrumente im Achteckgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.


Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.

Füllungsinstrumente | birnenförmig

Filling instruments | pear-shaped
Instruments à sculpter | forme de poire




1702-10	● octagonal
1702-10 F	 F-line
	17,3 cm
	0,8/1,0 mm



1702-20	● octagonal
1702-20 F	 F-line
1702-20 FTI	 F-line TiN
	17,3 cm
	1,2/1,6 mm



1702-30	● octagonal
1702-30 F	 F-line
1702-30 FTI	 F-line TiN
	17,3 cm
	1,6/2,0 mm




1702-40	● octagonal
1702-40 F	 F-line
	17,3 cm
	2,0/2,5 mm




Zementspatel

Cement spatulas
Spatules à ciment




1655-1	● octagonal
1655-1 F	 F-line
	17,3 cm
	5,0 mm



1655-2	● octagonal
1655-2 F	 F-line
	17,3 cm
	6,5 mm



1655-3	● octagonal
1655-3 F	 F-line
	17,3 cm
	8,0 mm



Weitere Instrumente im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.



Polierinstrumente



Burnishers
Brunissoirs


1790-21	 octagonal
1790-21 F	 F-line
1790-21 FTI	 F-line  TiN
„Westcott“ # 21	17,5 cm



1790-21 B	 octagonal
1790-21 B F	 F-line
1790-21 B FTI	 F-line  TiN
„Westcott“ # 21 B	17,3 cm






2010-25-31	 octagonal
2010-25-31 F	 F-line
„White“ # 25,31	17,3 cm



2010-26-29	 octagonal
2010-26-29 F	 F-line
2010-26-29 FTI	 F-line  TiN
„White“ # 26,29	17,3 cm



2010-29-31	 octagonal
2010-29-31 F	 F-line
„White“ # 29,31	17,3 cm



Weitere Instrumente im Achteckgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further instruments with our octagonal handle you can find in our standard catalog.

D'autres modèles sont disponibles avec manches 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.



Modellierinstrumente

Modelling instruments
Instruments à sculpter



2020-1-2	● octagonal
2020-1-2 F	
„Hollenback“ # 1/2	17,3 cm



2020-3	● octagonal
2020-3 F	
„Hollenback“ # 3	17,2 cm



2070-1	● octagonal
2070-1 F	
„Frahm“ # 1/2	17,3 cm



2070-2-3	● octagonal
2070-2-3 F	
„Frahm“ # 2-3	17,1 cm



2170-00	● octagonal
2170-00 F	
„Beale“ # 7A	17,3 cm



2176-00	● octagonal
2176-00 F	
# 1/2, Cleoid-Discoid	17,2 cm



2176-01	● octagonal
2176-01 F	
# 89/92, Cleoid-Discoid	17,2 cm



cleoid = Das spitzzulaufende CLEOID-Arbeitssteil wird zum Schnitzen und Gestalten von Fissuren und Mulden eingesetzt.
discoid = Das runde DISCOID-Arbeitsende wird zum Entfernen überschüssigen Amalgams verwendet.

cleoid = The spade shaped working part with point is used for carving occlusal anatomy.
discoid = The round shaped working part is used for removing excess material.

cleoid = la partie travaillante pointue sert à sculpter et à former des fissures.
discoid = la partie ronde sert à éliminer un excédent d'amalgame.

2176-20	● octagonal
2176-20 F	
2176-20 FTI	
„Wiland“ # 8	17,3 cm



TiN

2176-30	● octagonal
2176-30 F	
„Sprengel“ # 18	17,2 cm




distal
distal
distale






Gingivalrandschräger

Gingival margin trimmers
Ciseaux à émail


1305-51-52 F	
„Black“ # 51/52	17,3 cm



Zum Glätten der gingivalen Schmelzränder
Used to produce proper bevel on enamel margins
Pour le polissage de l'émail

1305-77-78 F	
„Black“ # 77/78	17,4 cm




1305-79-80 F	
„Black“ # 79/80	17,3 cm




Schmelzmeißel

Chisels
Ciseaux


1306-12 F	
„Wedelstaedt“ # 1-2	17,2 cm 2,0/2,0 mm



Zum Glätten der Kavitäten
For burnishing cavities
Pour le polissage des cavités

1306-34 F	
„Wedelstaedt“ # 3-4	17,1 cm 1,2/1,2 mm



1306-56 F	
„Wedelstaedt“ # 5-6	17,2 cm 1,3/1,3 mm





Matrizenhalter mit Hartmetalleinlagen

Matrix forceps with tungsten carbide inserts
Porte matrices avec des plaquettes de carbure de tungstène

1096-99	F-line	TC
	17,5 cm	



Für eine präzise Platzierung und Entnahme von Matrizenbänder
Used for a precise placement and removal of matrix bands
Pour un placement et prélèvement précis des bandes matrices



Kofferdamlochzange

Rubber dam instrument
Instruments pour Digue de Caoutchouc


2550-1	
„Ainsworth“	15,5 cm



Artikulationspapierpinzetten

Articulating paper forceps
Pincette à papier d'articulation

2582	
„Miller“	15,5 cm



2583	
„Miller“	15,5 cm



2584	
„Miller mod.“	15,5 cm



